

User Manual

ME-D802WL

纖形按摩器使用說明書

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60HZ	25W	900g


外型尺寸
W240xD120xH160(mm)

各部名稱

- 1 電源開關
- 2 按摩握把
- 3 電源線
- 4 紓壓式紅外線布套
- 5 點壓式按摩頭
- 6 推壓式按摩頭



建議使用部位



手掌心



背/腰部



胳膊



小腿



腳底



大腿




臀部



腹部

使用說明

- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 將電源開關依順時針方向旋轉，並調整強度。
- 將塑身按摩器放置於欲按摩之部位上即可。
- 無段式按摩強度微調效果：
本機開機後，可依旋轉鈕調整方向設定按摩強度：順時針方向漸強，逆時針方向漸弱。




- 遠紅外線溫熱效果：
啟動1~2分鐘後，產生溫熱之遠紅外線效果，可促進血液循環順暢，達到按摩與消除疲勞的功效。(拆卸式布罩可清洗替換)


- 2種按摩頭可置換：
使用者可依個人需求選擇按摩模式(更換按摩頭時必須先將電源關閉，並打開按摩布罩)：
推壓式按摩頭-使用(圖一)按摩頭，利用推壓震動特性，舒緩肌肉酸痛與疲勞。
點壓式按摩頭-使用(圖二)按摩頭，利用按摩球震動特性，可促進血液循環。

- 符合人體工學設計：
流線形彎腰握把，可輕鬆使用於身體欲按摩之部位。

- 建議使用時間：
本產品建議使用時間為30分鐘，需連續使用時需要間隔10分鐘後再繼續使用。



(圖一)



(圖二)

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	將電源開關順時針方向旋轉
開機後有異音	有異物跑進本機裡	打開布罩拿出異物
開機後有異音	可換式按摩頭安裝不當	將按摩布套拆開重新安裝可換式按摩頭
突然停止工作	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用
布套破損	被銳利異物損傷	更換布套新品

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號
售後服務專線：04-24180315